



Klinisch validiert



Datenübertragung per Bluetooth



Messung beim Aufpumpen

Sanft messen, smart übertragen.

Smarte Datenübertragung
per Bluetooth

Dank der Bluetooth-Funktion können Sie Ihre Messwerte drahtlos an unsere kostenlose App übertragen. Verfolgen Sie Ihre Fortschritte und optimieren Sie Ihre Gesundheit, indem Sie jederzeit auf Ihre wichtigen Blutdruckwerte zugreifen.



- Klinisch validierte Messgenauigkeit nach EN ISO 81060-2:2019
- Sanfter, verkürzter Messvorgang durch Messung während des Aufpumpens
- Datenübertragung per Bluetooth
- Anzeige unregelmäßiger Pulswellen z. B. bei Herzrhythmusstörungen
- Beleuchtetes Display mit extra großen Ziffern für beste Lesbarkeit
- Universalmanschette für Armumfänge von 22 – 42 cm
- 2 Benutzerspeicher für je 250 Messwerte mit Mittelwertanzeige
- Ampelfunktion zur einfachen Einstufung der Blutdruckwerte
- Datum / Uhrzeit
- Netzteilanschluss (Netzteil optional)

PZN 18701565



2023-07